

名称	薬剤	形態	吸入可能回数	カウンター	原則用法用量	開封時	吸入準備	吸入の注意	吸入確認	必要吸気速度	保管
フルタイド アドエア セレベント ディスカス 	ICS ICS+LABA LABA	DPI	60 28 or 60 60	カウントダウン	アドエアは 1回 1吸入 1日2回まで	無し	カバーを開け レバーを最後まで押す	(吸入口) →下に向けない →息を吹きかけない 速く 深く吸う	ディスクトレーナー で確認 	30L/min	湿気を避ける 水に濡らさない
パルミコート タービュヘイラー 	ICS		56 or 112	明確な目盛無し カウントダウン		グリップを 右左に回し 2回カチッ	キャップを開け グリップを 右左 に回し カチッ	(吸入口) →下に向けない →息を吹きかけない 速く 深く吸う	タービュテスターで確認 	30L/min	湿気を避ける 水に濡らさない
オーキシス シムピコート タービュヘイラー 	LABA ICS+LABA		28 or 60 30 or 60	明確な目盛無し カウントダウン		グリップを 右左に回し 3回カチッ	キャップを開け グリップを 右左 に回し カチッ	(吸入口) →下に向けない →息を吹きかけない 速く 深く吸う	タービュテスターで確認 	30L/min	湿気を避ける 水に濡らさない
【後】ブデホル吸入粉末剤 	ICS+LABA		30 or 60	明確な目盛無し カウントダウン		グリップを 右左に回し 4回カチッ	キャップを開け グリップを 右左 に回し カチッ	(吸入口) →下に向けない →息を吹きかけない 速く 深く吸う	吸入練習器で確認 	40L/min	湿気を避ける 水に濡らさない
アズマネックス ツイストヘラー 	ICS		60	カウントダウン		無し	キャップを開けると 薬が1回分セットされる	(吸入口) →下に向けない →息を吹きかけない 速く 深く吸う 吸入後はキャップを	アズマネックス 吸入操作練習用具 (笛機能付)で確認 	30L/min	湿気を避ける 水に濡らさない
アニュイティ レルベア アノーロ テリルシー エンクラッセ エリプタ 	ICS ICS+LABA LABA+LAMA ICS+LABA+LAMA LAMA		30 14 or 30 7 or 30 14 or 30 7 or 30	カウントダウン	1日1回1吸入	無し	カバーを開ける	速く 深く吸う (吸入口) →下に向けない →息を吹きかけない 速く 深く吸う	エリプタトレーナーで確認 	30L/min	湿気を避ける 水に濡らさない
エクリラジェヌエア 	LAMA		30 or 60	カウントダウン	1回1吸入 1日2回	無し	キャップを開け 水平に持ちボタンを押す 信号が赤から緑へ変わる	(吸入口) →下に向けない →息を吹きかけない 速く 深く吸う	信号の表示が緑から赤へ変わる	45L/min	湿気を避ける 水に濡らさない
オンプレス シーブリ ウルティプロブリーズヘラー アテキュラ エナジア 	LABA LAMA LABA+LAMA ICS+LABA ICS+LABA+LAMA		1シート 7回分	無し	1日1回1吸入	無し	カプセルに 穴を開ける	(吸入口) →下に向けない →息を吹きかけない 速く 深く吸う	カプセル内に残薬がないか確認 吸入時カプセルの震える音を確認	50L/min	湿気を避ける 水に濡らさない ブリーズヘラーは 水洗い可
スピリーバ 吸入用カプセル 	LAMA		1シート 7回分	無し	1日1回1吸入	無し	カプセルに 穴を開ける	(吸入口) →下に向けない →息を吹きかけない 速く 深く吸う	吸入時カプセルの震える音を確認	20L/min	湿気を避ける 水に濡らさない ハンディヘラーは 水洗い可
メプチンシングヘラー 	SABA		100	カウントダウン	成人 1回2吸入まで 1日4回まで	無し	キャップを開け 「表(水平)」を上 に 水平に持ち ボタンを押す	吸入器を水平に保つ (吸入口) →息を吹きかけない 速く 深く吸う	練習用器具で確認	20L/min	湿気を避ける 水に濡らさない 専用の保管容器

ICS:吸入ステロイド薬 LABA:長時間作用性β₂刺激薬 SABA:短時間作用性β₂刺激薬 SAMA:短時間作用性ムスカリン拮抗薬 LAMA:長時間作用性ムスカリン拮抗薬

DPI:ドライパウダー吸入器 pMDI:加圧式定量噴霧式吸入器 SMI:ソフトミスト吸入器

【後】:後発品

名称	薬剤	形態	吸入可能回数	カウンター	原則用法用量	開封時	吸入準備	吸入の注意	吸入確認	必要 吸気 速度	保管
ビレーストリ ビベスピ エアロスフィア	ICS+LABA+LAMA LABA+LAMA	pMDI	56 or 120 28 or 120	カウントダウン (ビベスピは10噴霧 ごとに10進む)	1回 2吸入 1日2回	4回空打ち (120吸入は 2回空打ち)	1噴霧毎 に、よく振る 洗浄後は、2回空打ち	ゆっくり 深く吸う	噴霧の位置 タイミングが合っているか確認		高温多湿を避ける 火気厳禁 アクチュエーターは 週1回洗浄
フルティフォーム エアゾール	ICS+LABA		56 or 120	カウントダウン	1回 2~4吸入 1日2回	4回空打ち	よく振る	ゆっくり 深く吸う	噴霧の位置 タイミングが合っているか確認		高温多湿を避ける 火気厳禁
アドエアエアゾール	ICS+LABA		120	カウントダウン	成人 1回 2吸入 1日2回まで	4回空打ち	よく振る	ゆっくり 深く吸う	噴霧の位置 タイミングが合っているか確認		高温多湿を避ける 火気厳禁
フルタイドエアゾール	ICS		60 or 120	無し		4回空打ち (当院では)	よく振る	ゆっくり 深く吸う	噴霧の位置 タイミングが合っているか確認		高温多湿を避ける 火気厳禁 アダプターは 週1回洗浄
オルベスコインヘラー	ICS		56 or 112	無し	1日1回 で良い 800μgの場合 は分2	3回空打ち	よく振る (当院では)	ゆっくり 深く吸う	噴霧の位置 タイミングが合っているか確認		高温多湿を避ける 火気厳禁
キューバルエアゾール	ICS		100	無し		2回空打ち	よく振る (当院では)	ゆっくり 深く吸う	噴霧の位置 タイミングが合っているか確認		高温多湿を避ける 火気厳禁
サルタノールインヘラー	SABA		200	無し	成人 1回2吸入まで 1日4回まで	2回空打ち	よく振る	ゆっくり 深く吸う	噴霧の位置 タイミングが合っているか確認		高温多湿を避ける 火気厳禁 アダプターは 週1回洗浄
メブチンエアー	SABA		100	カウントダウン	成人 1回2吸入まで 1日4回まで	2回空打ち	よく振る	ゆっくり 深く吸う	噴霧の位置 タイミングが合っているか確認		高温多湿を避ける 火気厳禁
メブチンキッドエアー	SABA		100	カウントダウン	成人 1回4吸入まで 1日4回まで	2回空打ち	よく振る	ゆっくり 深く吸う	噴霧の位置 タイミングが合っているか確認		高温多湿を避ける 火気厳禁
アトロベントエロゾル	SAMA		200	無し	1回1~2吸入 1日3~4回	2回空打ち	3日以上使用無い場合 1回空打ち	ゆっくり 深く吸う	噴霧の位置 タイミングが合っているか確認		高温多湿を避ける 火気厳禁 アダプターは 時々洗浄
スピリーバ スピオルト レスピマット	LAMA LABA+LAMA	SMI	60 28 or 60	明確な目盛無し カウントダウン	1日1回 2吸入	4回空打ち	蓋を閉めたまま 透明ケースを 180度回す	ゆっくり 深く吸う	噴霧の位置 タイミングが合っているか確認		高温多湿を避ける 火気厳禁

ICS:吸入ステロイド薬 LABA:長時間作用性β₂刺激薬 SABA:短時間作用性β₂刺激薬 SAMA:短時間作用性ムスカリン拮抗薬 LAMA:長時間作用性ムスカリン拮抗薬
DPI:ドライパウダー吸入器 pMDI:加圧式定量噴霧式吸入器 SMI:ソフトミスト吸入器